



Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 856/2021

Nº Licitação: 16

Modalidade: PREGÃO

Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	<p>MASCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO C/ ELÁSTICO C/50 UN MATERIA PRIMA: 1 - TECIDO NAO TECIDO - POLIPROPILENO - 50G/M2 SMMMS 2 - TECIDO NAO TECIDO - POLIPROPILENO - 20G/M2 SPVNBOND 3 - ELÁSTICO 70% POLIÉSTER 30 % ELASTANO - ROLIÇO. 4 - CLIPE NASAL EM ARAME REVESTIDO COM PVC</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MÁSCARA DE TNT DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, COM GRAMATURA DE 20G/M2 AS CAMADAS EXTERNAS E 50G/M2 NA CAMADA INTERNA, DE TNT SMMMS, CONFERINDO BFE > 95%, CLIPE NASAL AJUSTÁVEL TOTALMENTE REVESTIDO, HIDROFÓBICO, ATÓXICO E ELÁSTICO PARA APOIO E AJUSTE À FACE QUE SE PRENDEM ATRAS DA ORELHA DOS USUÁRIOS. CONFECCIONADA EM TAMANHO ÚNICO RETANGULAR, COM ACABAMENTO EM TODA EXTREMIDADE POR SOLDA ELETRÔNICA. EXISTEM 3 VINCOS NO CENTRO DA MÁSCARA QUE SE AJUSTAM AO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO TAMANHO, PROTEGENDO O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONFECCIONADAS EM TNT 100% POLIPROPILENO, MATERIAL DESCARTÁVEL, HIDROFÓBICO, ATÓXICO, COR BRANCA, GRAMATURA 50G/M2 E 20G/M2, TAMANHO 17,5CM X9,5CM.</p>	CAIXA	400,0000
2	<p>MASCARA DESCARTAVEL DE PROTEÇÃO PFF2/N95 Máscaras N95 ou PFF-2 (PFF2 é equivalente à N95) são respiradores certificados para filtração de partículas. Esse EPI filtra pelo menos 95% de partículas veiculadas pelo ar que possuam pelo menos 0,3 µm de tamanho, mas não é resistente a óleo (Figura 1). Essas máscaras são capazes de filtrar todos os tipos de partículas, incluindo bactérias e vírus. É uma barreira individual que cobre o nariz e a boca, confere vedação adequada e funciona como um filtro, retendo contaminantes atmosféricos e aerossóis. Máscaras de filtração superiores também existem, como as N99, N100/PFF-3, porém a máscara N95 é a recomendação mínima e a mais utilizada no trabalho com agentes microbiológicos [1].</p> <p>A presença de barba, cicatrizes faciais ou maquiagem impedem a utilização deste respirador. Pessoas com maquiagem, barba ou pelos faciais devem retirá-los para poder utilizar essa máscara [2,3]. Além do mais, nem todas as pessoas conseguem fazer uso desse tipo de respirador devido a presença de condições médicas que dificultem a respiração. Assim, recomenda-se avaliação médica antes do uso. Algumas máscaras N95 vem com válvulas que facilitam a respiração, estas possuem o mesmo nível de proteção de máscaras N95 sem válvula. Porém, esses respiradores com válvula não devem ser utilizados quando há a necessidade de campo estéril no paciente, por exemplo, campo cirúrgico, pois o ar exalado não é filtrado.</p> <p>O teste de vedação de máscaras é obrigatório e deve ser repetido anualmente ou toda vez que houver troca de modelo de máscara e mudanças significativas na forma do rosto do usuário [3]. Esse teste tem como objetivo verificar se a máscara tem encaixe de vedação suficiente no rosto do indivíduo para garantir a segurança do profissional que a utiliza.</p>	JNIDADE	4.000,0000
3	<p>TESTE RAPIDO PARA COVID -19 (IGG/IGM)</p> <p>Teste rápido para Covid 19.</p> <p>Descrição do Produto: Teste de diagnóstico in vitro de único passo em ensaio imunocromatográfico rápido para covid-19. Testes rápidos desenvolvidos para detecção qualitativa do anticorpo Imunoglobulina G e do Imoglobulina M do Novo Corona Vírus em sangue humano total capilar. Dispositivo com tiras de Nitrocelulose com três linhas coloridas de testagem individualizadas; Linhas separadas de detecção simultânea de IgG e IgM para Anticorpos Monoclonal ANTI-COVID-19, 1 Linha para registro C de controle.</p> <p>Sensibilidade IgG:> 90%. Especificidade IgG:> 90%. Precisão IgG:> 90%.</p> <p>Sensibilidade IgM:> 90%. Especificidade IgM:>90%. Precisão IgM:> 90%.</p> <p>Obrigatório registro do produto na ANVISA.</p>	JNIDADE	5.000,0000
4	<p>TESTE RAPIDO PARA COVID -19 (AG)</p> <p>Ensaio imunocromatográfico, para detecção rápida e qualitativa de antígenos de SARS-COV-2, em amostras de swab nasal e da nasofaringe de humanos. Cada dispositivo embalado individualmente e o kit contem: 1 Dispositivo teste (cassete) 1 Tubo de extração</p>	KIT	5.000,0000



Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 856/2021

Nº Licitação: 16

Modalidade: PREGÃO

1 tampa filtro
1 Swab estéril
Fraco de Solução Extração
Sensibilidade: 96,5%
Especificidade: 99,9%
Validade 12 meses
lote/Registro: na embalagem - certificado de aprovação ANVISA
Manual de instruções

5	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/ 100UN Luva de procedimento descartavel tamanho P caixa com 100 un ambidestra, composta por látex natural, levemente talcadas por dentro para melhor ajuste nas mãos, caixa com tampa superior serrilhada para facilitar a abertura. validade mínima de 36 meses...	CAIXA	200,0000	
6	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/ 100UN Luva de procedimento descartavel tamanho M caixa com 100 unidades, ambidestra, composta por látex natural, levemente talcadas por dentro para melhor ajuste nas mãos, caixa com tampa superior serrilhada para facilitar a abertura. validade mínima de 36 meses...	CAIXA	250,0000	
7	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100UN Luva de procedimento descartavel tamanho G caixa com 100 unidades, ambidestra, composta por látex natural, levemente talcadas por dentro para melhor ajuste nas mãos, caixa com tampa superior serrilhada para facilitar a abertura. validade mínima de 36 meses...	CAIXA	200,0000	